



2018年8月

更新 2018年10月

パイロライザー(PY-2020iD/PY-2020iS) 関連部品 販売終了のお知らせ

フロンティア・ラボ株式会社

ダブルショット・パイロライザー(PY-2020iD)は2010年10月31日に販売終了・2017年10月31日にサポートを終了しております。また、シングルショット・パイロライザー(PY-2020iS)は2011年3月31日に販売終了・2018年3月31日にサポートを終了しております。

販売終了から約10年が経過し、使用されている各部品の調達が難しいため、2018年12月31日をもって、関連する部品の販売を終了いたします(一部の部品は2020年12月31日に終了)。長年ご愛顧いただいているお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

【販売終了の部品】

表1と表2をご参照ください。

表1. 2018年12月31日に販売終了する部品

部品名称	部品番号	備考
PY-2020 取付けキット (JEOL Master GC)	PY-K1030	PY-2020iD/iS 取付けキット、JEOL Master GC用
PY-2020 取付けキット (Varian CP3800)	PY-K3800	PY-2020iD/iS 取付けキット、Varian CP3800用
PY-2020 取付けキット (Varian CP450)	PY-K4500	PY-2020iD/iS 取付けキット、Varian GC450用
PY-2020取付けキット (Agilent GC6850用)	PY-K6850	PY-2020取付けキット、Agilent 6850用
PY-2020 取付けキット (Agilent 7890/6890)	PY-K7000	PY-2020iD/iS 取付けキット、Agilent GC7890/6890用、一体型取付け架台
PY-2020 取付けキット (PerkinElmer Autosystem XL GC)	PY-K8001	PY-2020iD/iS 取付けキット、PerkinElmer Autosystem XL GC用

部品名称	部品番号	備考
PY-2020 取付けキット (PerkinElmer Clarus GC)	PY-K8010	PY-2020iD/iS 取付けキット、PerkinElmer Clarus GC用
PY-2020 取付けキット N (Thermo TRACE GC Ultra)	PY-K9005	PY-2020iD/iS 取付けキット、Thermo TRACE GC Ultra用、マスフローコントローラー付（固定用L型金具、ネジ、配管用銅パイプ1.5m及びSwagelokナットとフェラルのセットを含む）
PY-2020取付けキット (HP5890用)	PY-P5800	PY-2020iD/iS 取付けキット、HP5890用
PY-2020 取付けキット (島津 GC-17A)	PY-S1700	PY-2020iD/iS 取付けキット、島津 GC-17A用
PY-2020 取付けキット (島津 GC-2010)	PY-S2010	PY-2020iD/iS 取付けキット、島津 GC-2010用
PY-2020 取付けキット (島津 GC-2014)	PY-S2014	PY-2020iD/iS 取付けキット、島津 GC-2014用
ITF保温カバー2020	AS1-1111	AS-1020E対応 PY-2020iD/iS用 スリット入ITF保温カバー（1個）、固定ネジ(3個、予備含む)のセット
センサー信号ケーブル (PY-2020用)	MJ1-4205	MJT-1030E/Ex センサー信号入力ケーブル(PY-2020用)
SSバルブ制御用接続ケーブル	SS1-4020	PY-2020D/S/iD/iS用SS-1010Eバルブ制御用、1本
オーリング(P-6)	PY1-2012	石英熱分解管シール用、赤色シリコンゴム、20個
パイロライザーカバーN	PY1-3415	メッシュ外カバー、奥行き長137mm、PY-2020iD/iS用
ITFカバー 2020	PY1-3561	2020用ITF保温カバー、固定ネジ付き、1セット
蓄熱アダプターL	PY1-3575	PY-2020用、Thermo Fisher TRACE GC、Varian CP3800用、固定ネジ(2個)付き、1セット
蓄熱アダプターセット	PY1-3582	PY-2020用、Agilent、島津GC用、標準及びAS-1020E対応インターフェースユニオンに対応、固定ネジ M4 (2個)付き、2.0mm六角レンチ、1セット
蓄熱アダプター	PY1-3583	固定ネジM4(2個)付き、PY1-3582用
PY-2020iD制御ソフトウェア	PY1-5801	PY-2020iD、AS-1020E制御ソフトウェア(CD ROMのみ、マニュアル等説明書添付なし、既存ユーザー向けバージョンアップのみに適用、Ver3.0、ホームページからのダウンロードは無償、パスワードは使用中のものを適用。
PY-2020iD/iSコントローラー用ROM(Ver2.07)セット	PY1-5805	Rom1とRom2のセット

部品名称	部品番号	備考
リモート信号ケーブル2020 (Agilent6890用)	PY1-5922	PY-2020D/S/iD/iS用、1本
リモート信号ケーブル 2020(HP5890用)	PY1-5924	PY-2020D/S/iD/iS用、1本
リモート信号ケーブル 2020(島 津GC-17用)	PY1-5925	PY2020D/S/iD/iS用、島津GC-17A(Ver.2、Ver.3)接続用、1 本
リモート信号ケーブル (島津 GC-2010/2014用)	PY1-5926	PY2020D/S/iD/iS用、島津GC-2010/2014接続用、1本
PE社製オートシステム / Clarus GC用 リモート信号ケーブル (PY-2020用)	PY1-5927	PY-2020iD/iSとPerkinElmer Auto system/Clarus接続用、1 本
リモート信号ケーブル (Varian CP3800GC用)	PY1-5929	PY2020D/S/iD/iS用、Varian CP3800用、1本
リモート信号ケーブル 2020J01	PY1-5930	PY-2020D/SとMaster GC接続用
電源スイッチ2020	PY1-7220	PY-2020iD/iS用電源スイッチ、ランプを含む
クイックコネクタ(PY-2020D/S 冷却ガス制御バルブ用)	PY1-7620	PY-2020D/S冷却ガス制御バルブ用、1個
消耗部品セットPY-2020iD	PY-K202D	消耗品セット、PY-2020iD用 ※
消耗部品セットPY-2020iS	PY-K202S	消耗品セット、PY-2020iS用 ※
消耗部品セットAS-1020E	PY-K212D	消耗品セット、AS-1020EとPY-2020iDに対応 ※

※消耗部品セットに含まれる部品は単品でご購入いただけます。ただし、下表2に含まれる部品は、
2020年12月31日までの販売となります。

表2. 2020年12月31日に販売終了する部品

部品名称	部品番号	備考
石英熱分解管	PY1-2018M	1本入り、2010/2020シリーズ用
ニードルセット	PY1-1174	金属フェラル付き、3本入り、2010/2020シリーズ用
Oリング(SM-6)	PY1-2016	石英熱分解管(P/N: PY1-2018M)上部シール用(赤)
手締めナット	PY1-1211	熱分解管上部固定ナット(ステンレス製)
ワッシャー2	PY1-1213	熱分解管上部シール用(PY1-2016と使用、ステンレス製)

以上