

微型打孔器

只需将工具的尖端靠在薄的或薄膜状的材料上，轻轻旋转工具，然后推出样品片即可。

■ 各种


id (mm)

0.5 0.75 1.25 2.0 3.0 4.0 5.0



按下微型打孔器的按钮，不锈钢（或白色PTFE）喷嘴就会推出样品片。

■ 纸张取样



■ 叶子取样



■ 各种微型打孔器和套件

产品	产品编号	规格		
		内容	id(mm)	颜色
微型打孔器 050S	FMP-0.50S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	0.5	蓝色
微型打孔器 075S	FMP-0.75S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	0.75	绿色
微型打孔器 125S	FMP-1.25S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	1.25	红色
微型打孔器 200S	FMP-2.00S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	2.0	灰色
微型打孔器 300S	FMP-3.00S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	3.0	白色
微型打孔器 400S	FMP-4.00S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	4.0	白色
微型打孔器 500S	FMP-5.00S	打孔器 (3 个), 切割垫 L (1 个)	5.0	白色
微型打孔器 03 套件	FMP-03KIT	打孔器 (内径 0.75、1.25、2.0 mm) 各 3 个, 切割垫 L 2 个		
微型打孔器 04 套件	FMP-04KIT	打孔器 (内径 3.0、4.0、5.0 mm) 各 3 个, 切割垫 L 2 个		

■ 切割垫

产品	产品编号	规格	
		包装数量	D x W (mm)
切割垫 L	FCM-6577	5	150 x 220

- 没有包含 0.5mm id 微型打孔器的套件。
- 有 10 套相同 id 的微型打孔器可供选择。