

## 如何选择“RoHS-Cup LN”和“Eco-Cup LF”

符合资格的产品 RoHS-Cup LN系列  
Eco-Cup LF系列

### < 概述 >

请参阅下表，了解使用我们的热裂解器和自动进样器时，如何选择样品杯（RoHS Cup LN 和 Eco Cup LF）的信息。

种类	分析目标		描述详情
	邻苯二甲酸酯	聚合物·添加剂	
RoHS-Cup LN	支持	不	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 无失活处理</li> <li>· 仅限一次性</li> <li>· 专用于邻苯二甲酸酯分析</li> </ul>
Eco-Cup LF	支持	支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 失活处理</li> <li>· 可重复使用</li> <li>· 建议使用一次性样品来分析溴化阻燃剂</li> </ul>

- 全部由不锈钢制成、高度 8 mm / 外径 4 mm / 容量 80  $\mu$ L
- 批量折扣可享。请参阅下表。

### < 产品编号及数量 >

种类	产品名称	产品编号	数量 (件)	外部的
RoHS-Cup LN 系列	RoHS-Cup LN	PY1-EC80N	100	 橙色标签
	RoHS-Cup LN-V5	PY1-EC80N-V5	500 (100×5瓶)	
	RoHS-Cup LN-V10	PY1-EC80N-V10	1,000 (100×10瓶)	
Eco-Cup LF 系列	Eco-Cup LF	PY1-EC80F	100 (100×1瓶)	 白标
	Eco-Cup LF-V4	PY1-EC80F-V4	400 (100×4瓶)	